




- EN**
- About 2 ml of urine is needed for a single test. One pack of URICAT should be enough to collect about 7 - 10 ml of cat's urine.
  - In a situation where the cat does not want to urinate in the litter box with URICAT substrate, put a bit of regular litter in the corner of the box next to the URICAT substrate. In this case, when taking a sample, pay special attention so that the urine does not become contaminated.
- DE**
- Für einen einzigen Test werden etwa 2 ml Urin benötigt. Eine Packung URICAT sollte ausreichend sein, um etwa 7 - 10 ml des Urin Ihrer Katze aufzufangen.
  - Wenn Ihre Katze sich weigert, in der Katzentoilette mit URICAT-Substrat zu urinieren, geben Sie etwas normales Substrat in die Ecke der Katzentoilette neben dem URICAT-Substrat. Beachten Sie bei der Entnahme der Probe, dass der Urin nicht verunreinigt wird.
- PL**
- Do jednorazowego badania potrzebne jest około 2 ml moczu. Jedno opakowanie URICAT powinno wystarczyć na zebranie ok. 7 - 10 ml, które oddaje kot.
  - W sytuacji gdy kot nie chce się załatwić do kuwety z podłożem URICAT, wsyp odrobinę zwykłego podłoża do rogu kuwety obok podłoża URICAT. W takim wypadku podczas pobierania próbki zwróć szczególną uwagę by mocz nie uległ zanieczyszczeniu



**EN** Wash and rinse your cat's litter box in plenty of water to remove any remaining detergent. Then dry it with a cloth, paper towel or toilet paper.

Put URICAT litter into the prepared litter box.

Remove feces and other substances immediately, as they may contaminate the urine sample. Collect a urine sample as soon as possible using the pipette provided. Squeeze the pipette and take the sample from a tilted litter box.

Put the urine sample into the tube using the pipette.

Close the tube with the cap.

Remove the Selflab Urine Test strip from the pouch.

**DE** Waschen Sie die Katzentoilette und spülen Sie sie in reichlich Wasser aus, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen. Trocknen Sie sie dann mit einem Tuch, Papierhandtuch oder Toilettenpapier ab.

Schütten Sie URICAT in die vorbereitete Katzentoilette.

Entfernen Sie sofort Fäkalien und andere Substanzen, da sie die Urinprobe verunreinigen können. Sammeln Sie so schnell wie möglich eine Urinprobe mit der mitgelieferten Pipette. Drücken Sie die Pipette zusammen und entnehmen Sie die Probe aus einer schräggestellten Katzentoilette.

Verwenden Sie die mitgelieferte Pipette, um die Urinprobe in das Röhrchen zu übertragen.

Verschließen Sie das Röhrchen mit der Kappe.

Nehmen Sie den Selflab Urin-Teststreifen aus dem Beutel.

**PL** Umyj i obficie wypłucz kuwetę, tak aby usunąć z niej resztki detergentów. Następnie osusz ją przy pomocy ściereczki, papierowego ręcznika lub papieru toaletowego.


Do przygotowanej kuwety wsyp podłoże URICAT.

Usuń natychmiast kał i inne substancje, ponieważ mogą zanieczyścić próbkę moczu. Jak najszybciej pobierz próbkę moczu używając pipety dołączonej do zestawu. Ścisnij pipetę pobierając próbkę z przechylonej kuwety.

Próbkę moczu wlej do probówki za pomocą pipety.

Zamknij probówkę korkiem.

Wymyj pasek testowy Selflab Urine Test z zaszetki.



**EN** Take off the cap from the tube.

Immerse all reagent areas in the urine sample for 1-2 seconds.

Remove excess urine from the strip by delicately tapping the edge of the strip on the sample container or gently dry the edges of the strip with a tissue.

Hold the test strip in a horizontal position.

Read the results within 30-60 seconds

Compare the results to the color chart with result interpretation included in the test kit. Color changes that appear only along the edges of the area or after a certain amount of time are not diagnostically significant.

**DE** Nehmen Sie die Kappe vom Röhrchen ab.

Tauchen Sie alle Reagenzien Bereiche für 1-2 Sekunden in die Urinprobe ein.

Entfernen Sie überschüssigen Urin vom Streifen, indem Sie den Rand des Streifens am Probenbehälter anlegen oder die Ränder des Streifens vorsichtig mit einem Papiertuch trocknen.

Halten Sie den Teststreifen in einer horizontalen Position.

Lesen Sie die Testergebnisse innerhalb von 30 bis 60 Sekunden ab.

Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Urin Farbkarte mit Beschreibung, die dem Testkit beiliegt. Farbveränderungen, die nur an den Rändern des Bereichs oder nach einer gewissen Zeit auftreten, sind diagnostisch nicht bedeutsam.

**PL** Zdejmij korek z probówki.


Zanurz wszystkie obszary odczynnikowe w próbce moczu na 1-2 sekundy.

Usuń nadmiar moczu z paska przykładając jego brzeg do pojemnika z próbką lub delikatnie osusz brzegi paska za pomocą chusteczki.

Trzymaj pasek testowy w pozycji poziomej.

Odczytaj wynik testu w ciągu 30-60 sekund.

Porównaj wyniki z tabelą kolorów z opisem dołączoną do zestawu testowego. Zmiany w kolorze, które pojawiają się tylko wzdłuż krawędzi obszaru lub po określonym czasie nie mają znaczenia diagnostycznego.



**EN** After use collect all the test components to an empty trash bag, close it precisely. Throw it out to mixed trash.

**DE** Nach dem Gebrauch alle Teile des Kits in einem leeren, gut verschlossenen Müllsack sammeln. Den Beutel mit gemischten Abfall entsorgen.

**PL** Po użyciu zbiierz wszystkie elementy zestawu do pustego worka na śmieci, dokładnie zamknij. Wrzuc worka do odpadów zmieszanych.

EN SYMBOLS INDEX	DE SYMBOLINDEX	PL SŁOWNIK SYMBOLI
	Gebrauchsanweisung beachten	Instrukcja obsługi
	Temperaturbegrenzung	Zakres temperatur przechowywania
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania
	Von Sonnenlicht fernhalten	Chronić przed światłem słonecznym
	Nicht zur Wiederverwendung	Produkt jednorazowego użytku
	Ausreichend für X Prüfungen	Zawartość wystarczająca do <n> testów

EN SYMBOLS INDEX	DE SYMBOLINDEX	PL SŁOWNIK SYMBOLI
	Verwendbar bis	Data przydatności do użycia
	Bestellnummer	Numer katalogowy
	Trocken aufbewahren	Chronić przed wilgocią
	Chargenbezeichnung	Numer serii
	Hersteller	Producent
	Vorsicht	Przeostoga