

PATIENT Bitte unbedingt die Informationen auf der Rückseite lesen!

BITTE FÜLLEN SIE DEN FRAGEBOGEN LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUS!

Vergessen Sie nicht Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, an die wir den Link mit dem Ergebnis senden.

NUR WENN SIE IHRE E-MAIL-ADRESSE ANGEGEBEN HABEN, können wir Sie über die Möglichkeit, das Ergebnis aufzurufen, informieren.

DAS ERGEBNIS WIRD IM PATIENTEN-DASHBOARD VERFÜGBAR SEIN. Wenn Sie darauf zugreifen möchten, registrieren Sie sich unter www.lifelinediag.eu mit der unten angegebenen E-Mail-Adresse.

NAME	<input type="text"/>	NACHNAME	<input type="text"/>
STRASSE	<input type="text"/>	HAUSNUMMER	<input type="text"/>
STADT	<input type="text"/>	POSTLEITZAHL	<input type="text"/>
TELEFONNUMMER	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>
ALTER	<input type="text"/>	ERFORDERLICH	
ANALYSE	<input type="checkbox"/> erste <input type="checkbox"/> weitere (geben Sie bitte das Datum der vorherigen Untersuchung an)		
MATERIAL FÜR DIE UNTERSUCHUNG			
<input type="checkbox"/> Kopfhaare, nicht gefärbt (empfohlen) <input type="checkbox"/> Schamhaare <input type="checkbox"/> Brusthaare			

ZUSTIMMUNG ERFORDERLICH FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER EHA-ANALYSE

Ich stimme der Verarbeitung der Testergebnisse aus dem Probenmaterial durch Lifeline Diag Sp. z o.o. zu. Bei Minderjährigen ist die Einwilligung von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten erforderlich.

.....
date and legible signature

ICH MÖCHTE GERNE EINE ZUSÄTZLICHE ERNÄHRUNGSBERATUNG

Meine EHA-Testergebnisse werden dem im Patienten Dashboard zuständigen Ernährungsberater zur Verfügung gestellt.

.....
date and legible signature

Lifeline Diag Sp. z o.o. mit Sitz in Lubiny 10C, 40-582 Katowice, E-Mail-Adresse: info@lifelinediag.eu informiert Sie als Administrator personenbezogener Daten, dass:

Die Daten gemäß der Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016 geschützt werden; die bereitgestellten Daten werden gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b verarbeitet, um den abgeschlossenen Vertrag über die Durchführung der EHA-Untersuchung oder die EHA-Ergebnisberatung gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a zur Verarbeitung der Untersuchungsergebnisse oder zur diätetischen Beratung im Patienten Dashboard gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO zu erfüllen, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Administrators auf der Grundlage allgemein anwendbarer Rechtsvorschriften zu erfüllen, einschließlich steuerlicher und buchhalterischer Bestimmungen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f zum Zwecke der etwaigen Feststellung, Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem geschlossenen Abkommen; Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber für die Durchführung einer EHA-Untersuchung oder einer Ernährungsberatung erforderlich. Sie haben das Recht auf Zugang zu Ihren Daten und auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen; den Datenschutzbeauftragten (E-Mail: iod@lifelinediag.eu) zu kontaktieren; personenbezogene Daten werden für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Untersuchung oder der letzten Aktivität im Patienten Dashboard gespeichert oder der Zeitraum verlängert sich im Falle der Begründung, Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen in Übereinstimmung mit dem Gesetz; Ihre Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, auch nicht in Form von Profiling; Die Daten können an Stellen übermittelt werden, die aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung autorisiert sind, oder an diejenigen, mit denen der Administrator Betrauungsvereinbarungen abgeschlossen hat; Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verstößt, haben Sie das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde über deren Verarbeitung zu beschweren. In Polen ist die Aufsichtsbehörde der Präsident des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten mit Sitz in Warschau in der Stawki-Straße 2, während jedes der EU angehörende Land über eine eigene Aufsichtsbehörde verfügt. Daten werden nicht an Drittländer übermittelt.

Wie wird eine Haarprobe richtig entnommen?



Binden Sie Ihre Haare an der oberen Kopfpattie zusammen.

Nehmen Sie die erste Strähne heraus und schneiden Sie sie mit einer scharfen Schere an der Kopfhaut ab.



Schneiden Sie 1,5-2 cm der Strähne ab (vom Ende, das Sie an der Kopfhaut abgeschnitten haben), werfen Sie den Rest weg.

Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 mal, so dass Sie insgesamt 300-400 mg der abgeschnittenen Haarprobe erhalten, was einem flachen Esslöffel entspricht.



Wiegen Sie die Probe mit der beigegeführten Waage.

Stellen Sie die Waage so ein, dass es zwischen den Ständern und der Basis 90° sind.

Legen Sie die Waage auf eine flache, harte Oberfläche.

Legen Sie Ihre Haare an die dafür vorgesehene Stelle, auf ein grünes Feld. Überschreiten Sie nicht die rote Linie.

Das Gewicht der Probe ist angemessen, wenn die Waagschale nach unten neigt und die Oberfläche berührt, auf der sie steht.

Denken Sie daran, dass zu wenig Haare die ordnungsgemäße Untersuchung ausschließen.



Stecken Sie die Probe in den beigegeführten Umschlag und schicken Sie sie zusammen mit dem ausgefüllten Formular an das Labor – verwenden Sie hierfür den adressierten Rückumschlag.

WICHTIG:

Ihre Haare sollten nicht gefärbt sein. Wenn das der Fall ist, dann warten Sie ca. einen Monat ab und entnehmen Sie anschließend eine Haarprobe vom nachwachsenden Haaransatz.

Bei kurzen Haaren reichen Strähnen in einer Länge von 5 mm aus. Dabei sollte eine größere Menge abgeschnitten werden, um das entsprechende Volumen beizubehalten (1 Esslöffel).

Wenn Ihre Haare zu kurz sind (unter 5 mm), warten Sie ca. 2 Wochen ab und entnehmen Sie erst dann die Haarprobe.